


# 經濟型烘箱 Oven



## 規格說明：

型式		JA-27	JA-72	JA-150
方式		強制送風循環 (垂直送風)		
性能	使用溫度範圍	40°C~200°C(常用溫度 190°C以內)或 50°C~300°C(常用溫度 260°C以內)		
	均溫性	±3%		
	溫度控制精度	±0.1°C		
構成	內外箱材質	內材 SUS 430 不銹鋼板，外材鍍鋅鋼板粉體烤漆		
	溫度控制系統	微電腦 P.I.D.自動演算型溫度表 S.S.R 控制		
	溫度設定方式	觸控方式：LED 數字顯示(同時顯示)		
	溫度表示方式	LED 數字顯示(同時雙顯示)		
	測溫體	K(熱電偶)		
	保溫材質	岩棉		
	安全裝置	自我診斷功能，溫度異常，過熱、斷線、電源、開關		
送風馬達		1/16HP	1/16HP	1/8HP
規格	內部尺寸	W300*D300*H300mm	W450*D400*H400mm	W600*D500*H500mm
	外部尺寸	W450*D450*H700mm	W560*D560*H770mm	W710*D660*H950mm
	內容積	27L	72L	150L
規格	電源	110V 50/60Hz	110V 50/60Hz	220V 50/60Hz
	電流	10A	14A	10A
	重量	約 40kg	約 60kg	約 80kg
附屬品	高、低活動棚板固定架	棚板二片(鋼條狀)		

- ※ 特性：運轉安靜、耐溫、外型美觀。
- ※ 適用：研究機構、學校、工廠、品管、化驗室等單位。
- ※ 註明事項：標準配備以外加裝附屬品項目：
  - A. 計時器：電子數字顯示型 1-999 分(或 99.59 分)
  - B. 觀測窗：尺寸 W280\*280mm
  - C. 溫度控制器選擇：多段程式型溫度表

# 精密烘箱 Precision Oven



規格說明：

型式		JB-27	JB-72	JB-150
方式		強制送風循環(水平式)		
性能	使用溫度範圍	40°C~300°C(常用溫度 260°C以內)		
	均溫性	±2%		
	溫度控制精度	±0.1°C		
構成	內外箱材質	內材 SUS 430 不銹鋼板，外材鍍鋅鋼板粉體烤漆		
	溫度控制系統	微電腦 P.I.D 自動演算型溫度表 S.S.R 控制		
	溫度設定方式	觸控方式：LED 數字顯示		
	溫度表示方式	LED 數字顯示(同時雙顯示)		
	測溫體	Pt 白金測溫體		
	觀測窗	雙層安全強化玻璃 5m/m 厚，尺寸 W280*H280mm		
	計時器	數字顯示型，計時一到自動切斷電源，時間 99H59M		
	保溫材質	岩棉		
	安全裝置	自我診斷功能、溫度異常，過熱、斷線、電源、開關		
送風馬達		1/16HP	1/16HP	1/8HP
規格	內部尺寸	W300*D300*H300mm	W450*D400*H400mm	W600*D500*H500mm
	外部尺寸	W500*D420*H700mm	W650*D550*H810mm	W780*D610*H950mm
	內容積	27L	72L	150L
	電源	110V/220V	110V/220V 50/60Hz	220V 50/60Hz
	電流	15A/7.5A	15A/15A	15A
	重量	約 45kg	約 65kg	約 85kg
附屬品	高、低活動棚板固定架	棚板二片(鋼條狀)		

- ※ 特性：運轉安靜、耐溫、溫度精確性高、外型美觀。
- ※ 適用：研究機構、學校、工廠、品管、化驗室等單位。
- ※ 溫度控制器選擇：多段程式型溫度表

# 高溫爐 Muffle Furnace



## 規格說明：

溫度範圍：1200°C 常用 1100°C

溫度控制器：微電腦觸控方式 P.I.D 自動演算功能

雙字幕顯示、精度±0.2C%

測溫體：K type

發熱體：加熱線，JH-1 爐內兩面加熱；其他三面加熱

箱體材質：鍍鋅鋼板粉體烤漆及耐高溫漆

保溫：陶瓷棉、保溫磚、雙重保溫

型式	JH-1	JH-2	JH-3	JH-4	JH-5	JH-6
容積	2 L	6.7 L	16 L	8 L	27 L	64 L
內部尺寸	HWD 10*10*20cm	HWD 15*15*30cm	HWD 20*20*40cm	HWD 20*20*20cm	HWD 30*30*30cm	HWD 40*40*40cm
外部尺寸	HWD 49*33*48cm	HWD 63*42*58cm	HWD 65*46*62cm	HWD 62*46*43cm	HWD 81*62*58cm	HWD 100*68*69cm
電壓電流	220V 10A	220V 12A	220V 25A	220V 12A	220V 26A	220V 45A

※ 規格尺寸接受訂製及 1500°C、1700°C 超高溫爐，溫度控制可加裝多段程式控制器。可於頂板開口做抽風裝置。

# 電汽烘箱 Oven

## 規格說明：

型號	RUD-302	RUD-452	RUD-453	RUD-602	RUD-603
內部尺寸	WHD 30*30*30cm	W450*H400*D400mm		W500*H600*D500mm	
外部尺寸	WHD 41*60*43cm	W600*H740*D550mm(含門及把手)		W650*H930*D640mm(含門及把手)	
內容量	27L	72L		150L	
溫度範圍	RT5°C~200°C	RT5°C~200°C	RT60°C~300°C	RT5°C~200°C	RT60°C~300°C
精確度	±0.5°C				
分布溫度	±5°C				
溫度控制	微電腦 P.I.D.自動演算功能				
柵板	2 片 (鍍鋅鋼條式)				
材質	內為不銹鋼.外為 SECC 防銹鋼板烤漆				
電流	10A	1.7KW(12A)	2KW(12A)	2KW(12A)	2.4KW(15A)
電壓	一般皆為 110V/60Hz (如需不同電壓請訂購時告知)				



加溫時間短，溫差小，  
操作方便，利用空氣自然對流。

※ 各種生產製造、加工、橡膠、紙類需要烘烤、熟化、回火、預熱之場合

見誠科技有限公司 <http://www.kkk.com.tw/>

宏濬儀器有限公司 <http://www.hplc.com.tw/>