

數位式 直流無刷攪拌機 DIG

特點

- ◎ 採用無刷馬達運轉安靜, 免換碳刷, 免保養, 節省電力
- ◎ 數位顯示轉速, 扭力, 定時功能 0-99 h 59min
- ◎ 軸心採中空設計, 攪拌棒可上下任意鎖定
- ◎ 轉速具回饋補償功能, 強力, 穩定
- ◎ 具過負載及過溫安全保護功能, 重新開機即可運轉
- ◎ 不銹鋼夾頭, 可夾持 $\Phi 9.5$ mm 以下攪拌棒

標準附件

- ◎ 不銹鋼支柱 $\Phi 19 \times 750$ L mm
- ◎ 平面底座 270×370 mm
- ◎ 不銹鋼 SUS304 攪拌棒 $\Phi 8 \times 500$ L mm
- ◎ 不銹鋼 SUS304 攪拌翼 NO18 十字型 $\Phi 60$ mm
- ◎ 不銹鋼支持夾

規格

型號	轉速 rpm	扭力 KG-CM	馬力/電壓	主機尺寸	主機重量	全機重量
DIG-750	53~750	27KG-CM	200W 110VAC	W: 95mm D: 230mm H: 260mm	5.8kg	12.5kg
DIG-1500	105~1500	13.6KG-CM				
DIG-2000	140~2000	10.2KG-CM				
DIG-3000	210~3000	6.8KG-CM				



電動攪拌器 Stirring Mixer



產品特點：

- 1、LED 即時顯示轉速和扭矩，方便準確讀數，操作方便。
- 2、精確控制轉速，控制精度 $\pm 3\text{rpm}$ ；精確顯示轉速真實值/設定值。
- 3、恒定轉速，可根據樣品粘度變化自動調整扭矩，保持設定轉速。
- 4、封閉式外殼阻止液體濺入機器內部腐蝕電路，保障安全運行。
- 5、超載保護和電機保護，出現超載、短路和速度異常等情況時自動切斷電路，保障運轉安全。
- 6、可實現順時針逆時針攪拌互換模式，攪拌效果更佳。
- 7、攪拌槳可選擇配置一字式、離心式、螺旋槳式、扇片式。

規格說明：

產品型號	MS-130
轉速(rpm)	50 ~ 2200 rpm
定時範圍	30 s ~ 999 min
最大攪拌量(H ₂ O)	40 L
功率(W)	130 W
外型尺寸	W83 x D220 x H186mm



產品特點：

- 1、採用無刷直流電機驅動，穿透式攪拌軸。
- 2、單晶片編碼器控制轉速穩定。
- 3、旋鈕式設定轉速，液晶數字顯示實際運作轉速。

規格說明：

產品型號	MYP-50	MYP-100	MYP-150	MYP-250
功率(W)	50 W	100 W	150 W	250 W
最大攪拌量(H ₂ O)	10 L	30 L	45 L	70 L
轉速(rpm)	50 ~ 1400 rpm			
外型尺寸	185 × 85 × 190 mm			