

恆溫培養箱 Incubator



規格說明：(無送風馬達)

溫度範圍：室溫加 5°C~60°C

溫度控制器：微電腦觸控方式 P.I.D 自動演算功能、雙顯示

溫度顯示：LED 數字顯示 0.1°C

溫度穩定度：±0.5°C

溫度測溫體：Pt100Ω 白金測溫棒

加熱器：加熱絲

攪拌幫：電源保護開關、超溫保護器

材質：內箱 SUS 430 不銹鋼板、外鍍鋅鋼板粉體烤漆、附玻璃觀測窗

用途：微生物、細胞、組織、生化、遺傳、培養用

型式	DB-72	DB-150	DB-420
內部尺寸	W450*D400*H400mm	W600*D500*H500mm	W700*D500*H1200mm
外部尺寸	W560*D510*H690mm	W710*D620*H770mm	W810*D720*H1550mm
容量	72L	150L	420L
加熱器	350W	700W	1600W
電源	110V/220V 3A	110V/220V 3A	110V/220V 12A
附屬品	內附安全玻璃觀測門	內附安全玻璃觀測門	門沿加裝觀測窗
	活動式棚架 2 片	活動式棚架 2 片	活動式棚架 5 片

※ 註明：接受各種大小訂製。

低溫恆溫培養箱 Low Temperature Incubator



規格說明：

溫度控制器：微電腦 P.I.D 自動演算功能、雙顯示

溫度顯示：LED 數字顯示 0.1°C

溫度穩定度：±0.1°C

測溫體：Pt100Ω 白金測溫棒

材質：內箱 SUS 304 不銹鋼板、外鍍鋅鋼板烤漆

冷卻系統：全密閉式壓縮機、安靜無聲

保溫：PU 發泡材質保溫、保冷性佳

循環裝置：微風方式送風循環，使內部溫度分布均勻

保護裝置：電源保溫開關、超高溫保護器

用途：微生物、細胞、組織、生化、遺傳、培養用

型 式	JBL-30	JBL-45	JBL-60	JBL-270	JBL-420	JBL-580
溫度範圍	-0°C~+60°C	-10°C~+60°C	-10°C~+60°C	-10°C~+60°C	-10°C~+60°C	-10°C~+60°C
常用溫度	15°C~50°C	15°C~+50°C	15°C~+50°C	15°C~+50°C	15°C~+50°C	15°C~+50°C
內部尺寸 W*D*H (mm)	300*300*350	450*400*400	600*500*500	600*500*900	700*500*1200	700*620*1400
外部尺寸 W*D*H (mm)	420*520*650	560*620*780	710*730*880	720*750*1500	810*720*1720	820*850*1900
容量	27L	72L	150L	270L	420L	580L
加熱器	500W	750W	800W	800W	1000W	1200W
冷凍機	1/4HP	1/4HP	1/3HP	1/3HP	1/3HP	1/2HP
電源	110V 10A	110V/220V 10A/8A	110V/220V 12A/11A	110V/220V 15A/11A	110V/220V 15A/12A	110V/220V 15A/14A
附屬品	活動棚架 2 片	活動棚架 2 片	活動棚架 2 片	活動棚架 2 片	活動棚架 5 片	活動棚架 5 片

※ 註明：本公司另有製造-10°C 以下或超低溫培養箱，歡迎洽詢。

迴旋式震盪恆溫培養箱 Orbital Shaker Incubator



規格說明：

型式	JS-430	JSL-430	JS-530	JSL-530
溫度範圍	室溫加 5°C~60°C	0°C~60°C(常用溫度 5~50°C)	室溫加 5°C~60°C	0°C~60°C(常用溫度 5~50°C)
溫度控制器	微電腦 P.I.D.自動演算功能，兩組字幕窗同時雙顯示			
溫度精度	±0.1°C			
振盪速度	10~250rpm.無段式可調整，電子 IC 回饋式控制			
振幅	26mm			
冷凍機	—————	1/6HP 無聲壓縮機	—————	1/4HP 無聲壓縮機
循環裝置	微風扇循環，使內部溫度分布均勻			
安全裝置	緩慢啟動安全裝置			
震盪馬達	省電型無碳刷馬達，馬力足、體積小			
內箱尺寸	W450*D400*H400mm	W450*D400*H400mm	W600*D500*H500mm	W600*D500*H500mm
外箱尺寸	W570*D610*H720mm	W570*D650*H820mm	W710*D720*H830mm	W710*D730*H940mm
振盪器	W390*D340mm	W390*D340mm	W540*D440mm	W540*D440mm
電源	110V 5A	110V 10A	110V/220V 12A/10A	110V/220V 14A/10A
燒杯容量	250cc*12 支/500cc*6 支/1000cc*4 支		250cc*20 支/500cc*12 支/1000cc*6 支/2000cc*2 支	