

低溫循環水槽 Low Temperature Water Bath



規格說明：

型式	J-606	J-610	J-620	J-630	J-650
溫度範圍	-10°C~100°C	-15°C~100°C		-10°C~100°C	
溫度控制器	微電腦 P.I.D 自動演算功能				
溫度穩定度	±0.1°C				
溫度顯示	LED 數字顯示 0.1°C				
測溫體	Pt100Ω 白金測溫棒				
循環幫浦	不銹鋼幫浦、攪拌循環、使水溫分布均勻				
冷凍機	1/4HP	1/4HP	1/3HP	1/2HP	1HP
加熱器	1200W	1400W	2000W	2500W	3500W
容量	6L	10L	20L	30L	50L
水槽內尺寸	W180*D290 *H150mm	W230*D290 *H150mm	W290*D490 *H150mm	W300*D500 *H200mm	W500*D500 *H200mm
外觀尺寸	W300*D360 *H420mm	W350*D430 *H500mm	W400*D620 *H580mm	W400*D620 *H800mm	W600*D650 *H800mm
水槽開口尺寸	W150*D100mm	W200*D120mm	W260*D290mm	W280*D340mm	W460*D360mm
電源	110V/220V 14A/12A	110V/220V 15A/12A	220V 13A	220V 18A	220V 19A

※ 型號 J-606 不附輪子。

※ 註明：外部循環裝置請另購，接受更大尺寸容量訂製。