

# 旋轉減壓濃縮機 Rotary Evaporation

旋轉減壓濃縮機主要用於在減壓條件下連續蒸餾大量易揮發性溶劑。尤其對萃取液的濃縮和層析分離時收集液的蒸餾，可以分離和純化反應產物。旋轉減壓濃縮機的基本原理就是減壓蒸餾，也就是在減壓情況下，當溶劑蒸餾時，蒸餾瓶在恆溫水槽中連續轉動。



型號	RE-2001	RE-2002
旋轉瓶容量	1000ml	2000ml
極限真空	0.1Mpa 以下	
升降方式	手動升降	
垂直升降	120mm	
調速範圍	0—150rpm	
控溫範圍	+5°C — +95°C	
輸入功源	1.55KVA	
電源電壓	AC 220V±10%,60HZ	
外型材質	烤漆鋼板	
外形尺寸	600×440×800mm	
重量	20kg	



型號	RE-2003	RE-2005
旋轉瓶容量	3000ml	5000ml
極限真空	0.1Mpa 以下	
升降方式	手動升降	
垂直升降	120mm	
調速範圍	0—150rpm	
控溫範圍	+5°C — +95°C	
輸入功源	1.55KVA	
電源電壓	AC 220V±10%,60HZ	
外型材質	烤漆鋼板	
外形尺寸	600×440×800mm	
重量	21kg	



型號	RE-5002	RE-5005
旋轉瓶容量	2000ml	5000ml
升降方式	電動昇降	
最大升降距離	150mm	
旋轉速度	0—150rpm	
真空度	0.096MPa 以上	
輸入功率	2KW	
電源電壓	AC 220V±10%,60HZ	
外型材質	不鏽鋼	
外形尺寸	370×530×750mm	
重量	25kg	



型號	RE-6010	RE-6020	RE-6050
旋轉瓶容量	10L	20L	50L
收集瓶容量	5L	10L (副收集瓶 3L)	10L (副收集瓶 3L)
升降方式	手動升降		
水浴鍋升降	180mm		
旋轉速度	3-110rpm		
電機功率	120W		
恆溫浴槽功率	3KW		
電源電壓	AC 220V±10%,60HZ		
外型材質	不鏽鋼		
外形尺寸	1100×600×2020mm		
重量	65kg	75kg	95kg